

The unique suture for mitral valve repair

ポリアミド合成非吸収性モノフィラメント縫合糸


CARDIONYL®
CARDIONYL

カーディオニール



THE UNIQUE SUTURE FOR MITRAL VALVE REPAIR

Prof. Carpentierによって
開発された弁形成専用縫合糸
です。



Leaflet approximation



THREAD

Superior flexibility

- ポリアミド(ナイロン66)製の合成非吸収性モノフィラメント縫合糸です。
- 組織への炎症反応が軽微で、ノンキャピラリーです。
- 巻き癖がほとんどありません。

Strength and Elasticity

- 高い弾力性を持ち、切れにくい糸です。
- 柔軟性があり、少ないノット数(4~5回)で確実な結節を可能にします。



Chordal Transfer

NEEDLE

Resistance

- 洗練されたステンレス合金針は高い強度としなやかさを持っています。

Excellent tissue penetration

- シャープなラウンドポイント(丸針)と丸針の先端に特殊加工を施して切れ味を持たせたKLポイント(テーパーカット針)があります。
- 針表面をシリコンでコーティングし、高い組織貫通性を実現させました。

CARDIONYL® (両端針) 1パック1本入り

Round Point(丸針) 3/8C

針の長さ	糸の長さ	糸の太さ (USP)		7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0
		色、本数、プレジエット							
8 mm	80 cm	青 1 本		720172					
10 mm	80 cm	青 1 本			72019NH23 W2×3.5	720502			
12 mm	80 cm	青 1 本			720212				
13 mm	80 cm	青 1 本					721052		
16 mm	80 cm	青 1 本					721072	721792	
20 mm	80 cm	青 1 本					721092	721812	722522
25 mm	80 cm	青 1 本						721822	722532
30 mm	80 cm	青 1 本							722542
40 mm	80 cm	青 1 本							724032

Round Point(丸針) 1/2C

針の長さ	糸の長さ	糸の太さ (USP)		7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0
		色、本数、プレジエット							
8 mm	80 cm	青 1 本				721202			
16 mm	80 cm	青 1 本				721212	721932		
18 mm	80 cm	青 1 本		720252		721222			
20 mm	80 cm	青 1 本					721942		

KL Point(テーパークutting針) 3/8C

針の長さ	糸の長さ	糸の太さ (USP)		7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0
		色、本数、プレジエット							
8 mm	80 cm	青 1 本			72020K2				
10 mm	80 cm	青 1 本		72018K2					
12 mm	80 cm	青 1 本				72106KH23 W2×3.5			
13 mm	80 cm	青 1 本				72105K2			
16 mm	80 cm	青 1 本					72179K2		
18 mm	80 cm	青 1 本				72108K2			
20 mm	80 cm	青 1 本					72181K2		

KL Point(テーパークutting針) 1/2C

針の長さ	糸の長さ	糸の太さ (USP)		7/0	6/0	5/0	4/0	3/0	2/0
		色、本数、プレジエット							
16 mm	80 cm	青 1 本				72121K2			

1箱36本入り

※プレジエットの種類 W: Very Soft(ダクロン 2mm×3.5mm)

常時在庫品

【警告】

- ・使用前に本製品の添付文書を十分に読んでください。
- ・本製品の使用にあたって、術者は縫合糸を用いた外科手術の手法に精通していることが求められます。縫合糸の種類、縫合部位及び感染の有無により創傷治癒に差があるため、術者の手法熟練が条件になります。
- ・使用目的に応じて糸は十分な長さ太さのものを選択してください。
- ・縫合針の操作の際には、針刺し事故防止のため術者は細心の注意を払ってください。

【禁忌・禁止】

- ・再使用は禁止になっています。使用後は病院で規定の廃棄物処理法に従って処理し、再滅菌や再使用はしないでください。
- ・パッケージに破損がある場合は使用しないでください。破損がある製品は非滅菌もしくは品質上の問題がある可能性があります。
- ・変形あるいは傷のついた針は折損事故の原因になりますので使用しないでください。

輸入販売元

VITAL

株式会社 バイタル

〒108-0075 東京都港区港南3-8-1
森永乳業港南ビル8階
TEL 03-3458-1261 FAX 03-3458-1263
URL: <http://www.vital-j.co.jp>

医療用具承認番号 21300BZG00025000

製造元



Z.I. Les Vignes-42 Rue Benoit Frachon
93013 Bobigny Cedex FRANCE