



令和 8 年 8 月 吉日

お客様各位

株式会社バイタル
企画薬事部

新商品発売のご案内

【RAPORT スーチャーアンカーキット】

謹啓 時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。平素より当社業務につきまして格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、日頃よりご愛顧いただいております自動結紮器、「COR-KNOT チタンクリップセット」の製造元である米国の LSI Solutions 社から新商品が発売されましたので下記の通りご案内させていただきます。本製品は、「RAPORT スーチャーアンカーキット」(通称「RAPORT」)といい、視野とワーキングスペースの限られた手術において術野を展開する為のデバイスで、欧米では COR-KNOT 同様、MICS の手術において広く使用されています。

本状にカタログと価格表を同封させていただきましたので、是非ご高覧賜りますようお願い申し上げます。商品説明、見積依頼、デモや臨床試用などについてのお問い合わせは、弊社の担当営業社員もしくは、弊社マーケティング部までご連絡いただけますと幸いです。

今後とも米国 LSI Solutions 社商品につきまして変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

記

商品名：RAPORTTM スーチャーアンカーキット

発売開始日：2026 年 9 月 1 日

※添付資料：製品カタログ、価格表

使用方法 (Video)：下記のリンクでご覧になれます。



使用 Video (デモ)



臨床使用 Video

(Prof. Farhad Bakhtiari, Bonn, Germany)

株式会社バイタル

〒140-0002 東京都品川区東品川 1-2-5 リバーサイド品川港南ビル 6 階

TEL : 81-3-3458-1265 FAX : 81-3-3458-1263

E-mail : marketing@vital-j.co.jp



URL : <http://www.vital-j.co.jp>

RAPORT™

LS SOLUTIONS®



スーチャーアンカーキット

MICSなどの手術の際に
安全で確実な視野展開を
サポートします



RAPORT カニューレ

経胸壁下にて1つのポートから
2本の吊り上げ糸を固定できます



RAPORT オブチュレータ



blunt tipにより周辺組織を傷つけること
なくカニューレを胸壁に挿入します



RAPORT ミニフック

RAPORTカニューレの中央穴より挿入する
スーチャーキャッチャーです



品 番	品 名	梱包形態(1パック)	JANコード
081510	RAPORT スーチャーアンカーキット (50mm)	 x4 x2 x1 カニューレ④ オブチュレータ② ミニフック①	4580236678809
081730	RAPORT スーチャーアンカーキット (75mm)	 x3 x2 x1 カニューレ③ オブチュレータ② ミニフック①	4580236678816

医療機器届出番号: 13B1X00319LS0002 販売名: RAPORT™ スーチャーアンカーキット

【製造販売元】

VITAL

株式会社 バイタル

〒140-0002

東京都品川区東品川1-2-5 リバーサイド品川港南ビル 6F

TEL: 03-3458-1265 FAX: 03-3458-1263

URL: <http://www.vital-j.co.jp>

E-mail: marketing@vital-j.co.jp



© 2025 VITAL Corporation | RAPORT 2025.12 Ver.1